

# TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Informations de sécurité importantes	4
Contre-indications	5
Description du produit	5
Utilisation de l'appareil	6
Installation et utilisation du coussin	7
Nettoyage	9
Protection de l'environnement	9
Spécifications	9
Producteur et service	10
Garantie	10
Bon de garantie	10

## INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le coussin électromagnétique pulsatoire OMI Pets. Le coussin OMI Pets est l'un des appareils électromagnétiques pulsatoires les plus modernes actuellement disponibles sur le marché.

**Nous espérons que l'utilisation de votre appareil améliorera la qualité de vie de votre animal de compagnie.**



## Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Utilisez toujours l'appareil conformément aux instructions du guide d'utilisation. Gardez le guide d'utilisation dans un endroit où il est toujours à portée de main.

**Consultez toujours votre vétérinaire avant d'utiliser l'appareil.** Si vous voyez des symptômes anormaux ou désagréables chez votre animal pendant l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre vétérinaire.

L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur spécifié dans les spécifications. Si votre appareil ou ses accessoires ne fonctionnent pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et contactez le service. Connectez toujours l'adaptateur à une prise facilement accessible.

L'appareil n'a pas de cordon d'alimentation, donc si l'adaptateur fourni avec l'appareil est endommagé, faites-le remplacer uniquement par le producteur, le service ou autre personne de qualification similaire pour éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ; les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances manquent ne peuvent l'utiliser que sous surveillance ou s'ils reçoivent des instructions concernant la sécurité d'utilisation de l'appareil et ils comprennent les dangers provenant de l'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil !

Si vous souhaitez, nous vous enverrons la version électronique de ce guide d'utilisation par e-mail. Envoyez-nous votre demande par e-mail à :

[manual@oxfordmedicals.com](mailto:manual@oxfordmedicals.com).

# Contre-indications

Nous recommandons de ne pas utiliser le coussin électromagnétique pulsatoire dans les cas suivants :



1. Gestation
2. Épilepsie
3. Conditions de saignement
4. États de fièvre ou infections
5. Problèmes d'origine inconnue
6. Maladies d'hyperactivités hormonales
7. Myasthénie grave
8. Animaux sous traitement immunosuppresseur

*Consultez toujours votre vétérinaire avant d'utiliser l'appareil.*

## Description du produit

Le coussin électromagnétique pulsatoire OMI PETS est fourni emballé dans une boîte en carton contenant le coussin, l'adaptateur, l'unité de contrôle et le guide d'utilisation.

Si vous n'utilisez pas l'appareil, gardez-le toujours avec ses accessoires dans son emballage qui le protégera contre tout dommage physique. Taille du coussin : 60 × 40 cm (24" × 16"). Le produit n'est pas considéré comme appareil médical et n'est pas destiné au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention de maladies.

## Utilisation de l'appareil

Il est recommandé d'utiliser l'appareil 2-3 fois par jour, chaque fois pendant 20-30 minutes. Son utilisation est sans risque, n'implique pas d'effets secondaires et est complètement indolore. L'unité de contrôle est facile à manipuler et ne nécessite aucune expertise. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement domestique ou professionnel.



Lorsque vous utilisez le coussin, évitez les effets physiques intenses, ne l'étirez et ne le pliez pas trop. Le producteur n'est pas responsable des dommages mécaniques résultant d'une utilisation incorrecte. Placez le coussin sur une surface dure pendant l'utilisation (par exemple, sur le plancher). Votre animal doit être couché sur le coussin uniquement pendant l'utilisation. Le coussin peut devenir ridé pendant l'utilisation, mais cela n'affecte pas son fonctionnement. Après utilisation, déconnectez l'adaptateur de l'unité de contrôle en le tenant par la prise. Faites attention à l'intégrité des fils de connexion !



# INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL



Pour utiliser le coussin, connectez l'adaptateur à l'unité de contrôle. La prise est située au bas de l'unité de contrôle, à droite du câble du coussin. Après la connexion, le panneau de contrôle de l'unité de contrôle s'allume.

Alors, le numéro du programme actuellement choisi apparaît sur l'écran: P1, P2, P3. Les programmes P1 et P2 sont des programmes prédéfinis. Dans le programme P1, la fréquence augmente continuellement de 3 Hz à 38 Hz puis revient. Dans le programme P2, la fréquence varie continuellement et de façon aléatoire entre 1 et 99 Hz. Dans le programme P3, l'utilisateur peut déterminer la fréquence désirée.

Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le programme souhaité, puis appuyez sur le bouton OK. Lorsque le programme P1 ou P2 est sélectionné, appuyez sur le bouton OK pour déterminer le temps de fonctionnement. Les boutons haut et bas vous permettent de régler le temps de fonctionnement souhaitée en minutes. Si vous avez choisi le temps de fonctionnement, appuyez sur le bouton OK. Le programme commence alors, ce qui est indiqué par le clignotant à LED « Operation » (fonctionnement).

Si le programme P3 a été choisi, vous pouvez sélectionner la fréquence souhaitée entre 1 et 99 Hz après avoir appuyé sur le bouton OK. Vous pouvez régler la fréquence souhaitée avec les boutons haut et bas. Si vous avez choisi la fréquence, appuyez sur le bouton OK. Après avoir réglé la fréquence, vous pouvez régler le temps de fonctionnement. Pour sélectionner le temps de fonctionnement, utilisez les boutons haut et bas, puis appuyez sur le bouton OK.

Le démarrage du programme est indiqué par le clignotant à LED « Operation » (fonctionnement). Pendant le fonctionnement, l'écran indique le temps de fonctionnement restant. L'appareil compte à rebours par minute. Il s'éteint automatiquement à la fin du temps sélectionné. Alors, le numéro du dernier programme exécuté apparaît sur l'écran. Le programme peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton OK. En appuyant sur le bouton haut-parleur, l'appareil passe en mode silencieux. Alors il ne bipé pas. En appuyant de nouveau sur le bouton haut-parleur, le mode normal peut être rétabli.

En cas de panne, l'écran indique une erreur. Indication d'erreur : - -. L'appareil signale une erreur si l'applicateur est défectueux et manque d'électricité ou s'il y a un court-circuit dans le système.

L'appareil ne sera réinitialisé qu'après la mise hors tension.



Le champ magnétique pulsatoire soutient les processus de régénération du corps et aide à augmenter la vitalité et l'énergie.

## Nettoyage

Le coussin n'est pas lavable et ne peut pas être repassé. Ne pas le nettoyer à sec. Il peut être nettoyé avec un chiffon humide, tiède et légèrement savonneux. Si le produit est utilisé par plusieurs animaux de compagnie, il est conseillé de mettre un drap sur le coussin. Des enfants ne peuvent nettoyer l'appareil que sous surveillance.

## Protection de l'environnement

Les appareils électriques usagés sont considérés comme déchets dangereux. Déposez l'appareil utilisé dans un établissement désigné pour l'élimination des déchets dangereux. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou fournisseur.

## Spécifications

Type d'adaptateur : TYP60-1700500V

Tension d'entrée de l'adaptateur :  
100-240 V AC

Tension de sortie de l'adaptateur :  
17 V DC

Classe de protection électrique  
de l'adaptateur : 2

Consommation électrique : 10 W

Protection du patient: B

Protection IP : IP21

### Conditions environnementales

Gamme de température ambiante de fonctionnement : 10-35 °C

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Humidité relative : 80% au maximum (à 25 °C, sans condensation)

Gamme de température de transport : -20/+60 °C



## **PRODUCTEUR :**

Oxford Medical Instruments Limited  
2<sup>nd</sup> Floor Curzon House, 24 High Street,  
Banstead, Surrey  
SM7 2LJ, Angleterre  
E-mail : [contact@oxfordmedicals.com](mailto:contact@oxfordmedicals.com)

## **SERVICE :**

Oxford Medical Instruments Hungary Kft.  
2011 Budakalász, Vasútsor 80., Hongrie  
Tél./Fax : +36 26 340 139

*Veillez contacter votre revendeur pour plus d'informations.*

## Garantie

Pour le coussin électromagnétique pulsatoire OMI PETS, le producteur assume une garantie d'un an à compter de la date d'achat.

La garantie ne s'applique pas aux cas suivants :

- dysfonctionnement dû à une utilisation incorrecte,
- une contamination, un dommage mécanique ou un endommagement dus à la protection insuffisante du coussin,
- si l'unité de contrôle ou l'adaptateur mural est démonté pendant la période de garantie.

Bon de garantie	
Numéro de série de l'adaptateur :	Numéro de série :
Sceau du vendeur :	Signature du vendeur :
Date d'achat :	

Version : 1.0 • Date : 16.02.2018